




Guía de administración y dosificación de Abilify Maintena[®]

EMPEZAR




PAUTAS DE INICIO PARA ABILIFY MAINTENA®

INICIO CON 1 INYECCIÓN¹



INICIO CON 2 INYECCIONES¹












*No antes de 26 días

Con este nuevo régimen de inicio con dos inyecciones se consigue^{1,2,3}

- **Niveles terapéuticos de aripiprazol en el primer día** que continúan dentro del rango terapéutico hasta la siguiente administración.
- **Concentraciones plasmáticas medias** dentro de la **ventana terapéutica definida para Abilify Maintena®** y dentro del rango terapéutico de aripiprazol 10-30 mg.
- **Una menor fluctuación de las concentraciones plasmáticas pico-valle.**
- El **nuevo régimen de inicio** con dos inyecciones **no tuvo impacto** en la concentración del **estado de equilibrio estacionario.**

CONTENIDO DEL KIT (CONTIENE UNA UNIDAD DE CADA) ⁴

INFORMACIÓN		VIALES		ADAPTADOR	
 <p>Prospecto de Abilify Maintena®</p>		 <p>Vial con polvo</p>		 <p>Adaptador del vial para el vial reconstituido</p>	
		 <p>Vial con 2 ml de disolvente</p>			
JERINGAS		AGUJAS			
JERINGA DE RECONSTITUCIÓN	 <p>Jeringa luer-lock de 3 ml con aguja hipodérmica de seguridad de 38 mm calibre 21, ya colocada, con un dispositivo de protección para la aguja.</p>	25 MM	 <p>Aguja hipodérmica de seguridad de calibre 23 con dispositivo de protección*.</p>		
	JERINGA DE ADMINISTRACIÓN	 <p>Jeringa desechable con punta luer-lock de 3 ml.</p>	38 MM	 <p>Aguja hipodérmica de seguridad de calibre 22 con dispositivo de protección*.</p>	
51 MM			 <p>Aguja hipodérmica de seguridad de calibre 21 con dispositivo de protección*.</p>		

*La dosis inicial y de mantenimiento recomendada de Abilify Maintena® es de 400 mg. Para circunstancias especiales que requieran una dosis menor, consulte la Ficha Técnica de producto.

PREPARACIÓN, DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ⁴

PREPARACIÓN SUSPENSIÓN		DOSIFICACIÓN	ADMINISTRACIÓN
DISOLVENTE	RESUSPENSIÓN	VOLUMEN FINAL PARA INYECCIÓN	INYECCIÓN
<p>400 mg EXTRAER 1,9 ml de disolvente</p>	<p>Añadir el disolvente en el vial que contiene polvo y AGITAR VIGOROSAMENTE 30 SEG.</p>	<p>400 mg 2 ml</p>	<p>ELEGIR correcto tamaño de aguja</p> <p>ALTERNAR lugar de inyección</p> <p>INYECTAR lentamente</p> <p>NO MASAJEAR la zona tras la inyección</p>

300 mg **+**




PREPARACIÓN, DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ⁴

PREPARACIÓN SUSPENSIÓN		DOSIFICACIÓN	ADMINISTRACIÓN
DISOLVENTE	RESUSPENSIÓN	VOLUMEN FINAL PARA INYECCIÓN	INYECCIÓN
<p>300 mg EXTRAER 1,5 ml de disolvente</p>	<p>Añadir el disolvente en el vial que contiene polvo y AGITAR VIGOROSAMENTE 30 SEG.</p>	<p>Dosis para circunstancias especiales 300 mg* 1,5 ml</p>	<p>ELEGIR correcto tamaño de aguja</p> <p>ALTERNAR lugar de inyección</p> <p>INYECTAR lentamente</p> <p>NO MASAJEAR la zona tras la inyección</p>

*La dosis inicial y de mantenimiento recomendada de Abilify Maintena® es de 400 mg. Para circunstancias especiales que requieran una dosis menor, consulte la Ficha Técnica de producto.

INYECCIÓN EN DELTOIDES O GLÚTEO⁴

SELECCIONAR
el tamaño de aguja correcto



Lugares de
administración*



Deltoides



Glúteo

ALTERNAR
lugar de la inyección











ADMINISTRAR
lentamente

NO MASAJEAR
la zona tras la administración

* Si se inicia el tratamiento siguiendo la nueva pauta de inicio con dos inyecciones recuerde que no debe administrar ambas inyecciones en el mismo músculo deltoides o glúteo.

La dosis inicial y de mantenimiento recomendada de Abilify Maintena® es de 400 mg. Para circunstancias especiales que requieran una dosis menor, consulte la Ficha Técnica de producto.

¿CÓMO ADMINISTRAR ABILIFY MAINTENA®? 4

<p>1</p>  <p>1,9 mL</p>	<p>Saque las tapas de los viales y límpielas con una gasa estéril impregnada en alcohol. Deje secar durante 30 seg. Con la jeringa de reconstitución extraiga 1,9 ml (vial de 400 mg) y 1,5 ml (vial de 300 mg) de disolvente.</p>	<p>Coloque el vial reconstituido sobre una superficie sólida y empuje del adaptador hacia abajo hasta perforar el caucho.</p>	<p>6</p> 
<p>2</p> 	<p>Inyecte lentamente el disolvente dentro del vial con polvo y elimine el aire para equilibrar la presión dentro del vial.</p>	<p>Extraiga lentamente el volumen correcto de dosificación.</p>	<p>7</p> 
<p>3</p>  <p>Cubrir Desechar</p>	<p>Cubra la aguja y deséchela de forma segura.</p>	<p>Acople la aguja correspondiente a la jeringa.</p>	<p>8</p> 
<p>4</p> 	<p>Agite vigorosamente durante 30 seg. Abilify Maintena® reconstituido formará una suspensión líquida de color blanco a blanquecino*.</p>	<p>Administrar lentamente Abilify Maintena® en el deltoides y/o en el glúteo.</p>	<p>9</p>  <p>Deltoides Glúteo</p>
<p>5</p> 	<p>Enrosque la jeringa de administración en el adaptador del vial antes de retirarlo de su envase.</p>	<p>Cubra la aguja y deseche de forma segura todos los componentes del kit.</p>	<p>10</p>  <p>Cubrir Desechar</p>

* La suspensión deberá administrarse inmediatamente después de la reconstitución aunque puede conservarse a temperatura inferior a 25 °C durante un máximo de 4 horas en el vial. Si no se utiliza de forma inmediata, los tiempos y las condiciones de conservación son responsabilidad del usuario. Agitar el vial enérgicamente durante 60 segundos para resuspender el preparado antes de la inyección.

¿CÓMO ADMINISTRAR ABILIFY MAINTENA®?

Vial de 300 mg

Añada 1,5 ml de disolvente para reconstituir en polvo

ABILIFY MAINTENA® VIAL DE 300 MG

Dosis	Volumen a inyectar
--	--
300 mg	1,5 ml
200 mg	1,0 ml
160 mg	0,8 ml

Vial de 400 mg

Añada 1,9 ml de disolvente para reconstituir en polvo

ABILIFY MAINTENA® VIAL DE 400 MG

Dosis	Volumen a inyectar
400 mg	2,0 ml
300 mg	1,5 ml
200 mg	1,0 ml
160 mg	0,8 ml

1. Ficha técnica de Abilify Maintena®.

2. Poster presentado en el Congreso Virtual del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (ECNP), del 12-15 de septiembre de 2020.

3. Wang Y, Wang X, Harlin M, *et al.* An alternative start regimen with aripiprazole once-monthly in patients with schizophrenia: population pharmacokinetic analysis of a single-day, two-injection start with gluteal and/or deltoid intramuscular injection. *Curr Med Res Opin.* 2021;37(11):1961-1972.

4. Prospecto Abilify Maintena®.

Consulte la Ficha Técnica de Abilify® clicando [aquí](#)



Consulte la Ficha Técnica de Abilify Maintena® clicando [aquí](#)

